


## 細径鉗子 *Endo Relief*

補助鉗子の域を超えて進化した 細径鉗子  
把持部は 5mm、シャフト外径は 2.4mm と  
太さが異なります。



### 安全性

■従来の 5mm 鉗子を用いた手技に近い手術操作が、安全かつ  
確実にできる

把持部 - 5mm 鉗子と同じ形状、大きさ  
シャフト - 剛性と耐久性を実現



### 整容性

■創痕はほぼ消失するので、気にすることなく追加できる

### 経済性

■再使用可能 オートクレーブ滅菌対応

■細径トロカーなしでも使用可能  
(別売 シャフトガイド Plus 使用)

|                                                                                                |                        | ラチェット付                 | 特長                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|  有窓無傷性        | J2701HK37<br>J3101HK37 | J2701HK43<br>J3101HK43 | 二窓有り、先端形状がストレート                      |
|  無傷性波形        | J2702HK37<br>J3102HK37 | J2702HK43<br>J3102HK43 | 無傷性を最大限にした先端形状                       |
|  ジャパンクローチェ    | J2715HK37<br>J3115HK37 | J2715HK43<br>J3115HK43 | 把持力と無傷性を高レベルで両立<br>術者にも助手にも最適の一石二鳥鉗子 |
|  上向カーブ        | J3104HK37              | J3104HK43              | 両開きのジャパンクローチェ                        |
|  TC付有窓中空      | J3114HK37              | J3114HK43              | 極薄の膜、極小の突起の把持に最適                     |
|  有窓ダックビル     | J3105HK37              | J3105HK43              | 大きな窓で視野が良い<br>把持部の厚みが薄く組織に入り易い       |
|  万 能        | J3106HK37              | J3106HK43              | 胆嚢などをがっちり把持に適している                    |
|  腸 管        | J3112HK37              | J3112HK43              | 腸管を持つことに特化した形状                       |
|  パドルバブコック   | J3113HK37              | J3113HK43              | 胃壁を柔らかく持つことができる                      |
|  メリーランド(極細) | J3108HK37              | —<br>—                 | ファインな先端で玄人好み                         |
|  持針器        | J3111HK37              | J3111HK43              | Endo Relief 版の特針器                    |

J27□□・・・シャフト長 270mm

J31□□・・・シャフト長 310mm

販売名：細径鉗子 Endo Relief

医療機器届出番号：12B2X00014000028

製造販売元

株式会社平田精機〔12B2X00014〕

〒273-0128

千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ山 2-10-17